

# ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

## Βαρελάκι Υγρού με φορητή συσκευή



Η μέθοδος βασίζεται σε αποθήκευση υγρού οξυγόνου (-183 °C) σε κρυογενική συσκευή ελεγχόμενης πίεσης. Εκμετα



Ο συμπυκνωτής είναι ηλεκτρική συσκευή που παρέχει οξυγόνο, καθαρότητας από 92% έως 97%.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Π x Υ x Β:	400 x 700 x 350
Βάρος:	approx. 19,5 kg
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	230V, 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	360 W / 1,6 A
Επίπεδο θορύβου:	< 48 dB (A)
Ροή:	0,5 - 5,5 L/min
Πυκνότητα οξυγόνου:	95 ± 2 vol% στα 2 λίτρα 92 ± 3 vol% στα 4 λίτρα 90 ± 3 vol% στα 5 λίτρα
Service:	1ο service 5.000 ώρες

