

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ DEVILBISS 7305P





Η συσκευή είναι κατάλληλη για να καλύψει τις προτιμήσεις της δραστήριας ζωής του ασθενούς. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές της πιστοποίησης ISO στις ιατρικές επείγουσες εφαρμογές. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές της πιστοποίησης ISO στις ιατρικές επείγουσες εφαρμογές.



Το σακίδιο μεταφοράς συμπεριλαμβάνει όλα τα βασικά εξαρτήματα



Το ενσωματωμένο φίλτρο βακτηρίων είναι βασικό χαρακτηριστικό του



Περιλαμβάνει κάδο χωρητικότητας 800 ml με δυνατότητα επιλογής για κάδο χωρητικότητας 1200 ml